

アプリケーションカタログ

0.1mol/L-硝酸銀のファクタ

関連業界	:	無機工業品
使用装置	:	電位差自動滴定装置
測定手法	:	沈殿滴定
関連規格	:	JIS K 8001-1992

1. 概要

試薬試験方法通則「JIS K 8001-1992」に基づき、容量分析用標準物質として塩化ナトリウムを用いて0.1mol/L-硝酸銀のファクタを求めた。


2. 装置構成

本体	:	電位差自動滴定装置 (標準プリアンプファイア STD-)
容量分析用標準物質	:	塩化ナトリウム

3. 試薬

滴定液	:	0.1mol/L-硝酸銀
溶媒	:	純水

4. 測定例



—測定結果—

	Sample (g)	Titration (mL)	factor
1	0.2051	35.1252	0.99916
2	0.2012	34.4434	0.99957
3	0.2007	34.5066	0.99526
Average			0.99800
S.D.			0.00238
R.S.D.			0.24

—滴定曲線—

詳細は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<問い合わせ先> 京都電子工業株式会社

<http://www.kyoto-kem.com/ja/contact/form.php>